




BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

48 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
ĐT: +84.24.38252791 - Fax: +84.24.38256911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
Certificate of Analysis



CHUẨN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Secondary Reference Substance

L- LEUCIN



SKS: 0100080

I. Mục đích sử dụng: Chuẩn phòng thí nghiệm L- Leucin SKS: 0100080 được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý.

Intended use: The Secondary Reference Substance of L-Leucin Control No. 0100080 is intended to be used in physicochemical analysis for assay and identification.

II. Mô tả: Bột kết tinh màu trắng.

Description: A white, crystalline powder.

III. Kết quả phân tích:

Analytical data:

- | | |
|---|---|
| 1. Phổ hồng ngoại
IR | : Phù hợp với phổ hồng ngoại của L- Leucin chuẩn.
<i>Concordant with infrared absorption spectrum of L- Leucin RS</i> |
| 2. Góc quay cực riêng
<i>Specific optical rotation</i> | : +16,6° |
| 3. Mất khối lượng do làm khô
<i>Loss on drying</i> | : 0,01% |
| 4. Tạp chất liên quan (TLC)
<i>Related substances</i> | : Đạt
<i>Passed</i> |
| 5. Định lượng
<i>Assay</i> | : 99,14 % $C_6H_{13}NO_2$, tính theo tính theo chế phẩm đã làm khô.
: 99.14 % $C_6H_{13}NO_2$, calculated with reference to the dried substance. |

IV. Hướng dẫn sử dụng: Không sấy trước khi dùng

Direction for use: Do not dry before use

V. **Bảo quản:** Nhiệt độ 2 – 8 °C, tránh ánh sáng.

Storage: *Keep container protected from light, preferably at the temperature from 2 – 8 °C.*

Update date
08th March 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG

Director



Đoàn Cao Sơn

Kiểm tra định kỳ (Re-test year)		
Đã kiểm tra (năm) <i>Last re-test</i>	Kiểm tra lần sau (năm) <i>Next re-test</i>	Phụ trách khoa (ký) <i>Signature</i>
2021	2024	<i>us</i>

Các thông tin về chất chuẩn có thể tra cứu theo địa chỉ: <http://www.nidqc.org.vn>

Visit the flowing link to see the updated information of reference substances:
<http://www.nidqc.org.vn>